

Defibrylator **LIFEPAK® CR2**
z menedżerem programu **LIFELINKcentral™ AED**

stryker

**Ratowanie życia
jest coraz
prostsze**



ADPLA
na-pomoc.pl

Ratowanie życia jest coraz prostsze

**Używanie defibrylatora może
być prostsze, niż myślisz.**



prostota użytkowania

 **ADPLA**
na-pomoc.pl

Defibrylator AED, jakiego potrzebujesz, gdy mierzysz się z nagłym zatrzymaniem krążenia

W czasie reakcji liczy się każda sekunda, ponieważ wskaźnik przeżywalności z każdą minutą spada o 10%. Szybkie działanie pierwszej osoby, która znajdzie się na miejscu zdarzenia, może mieć kluczowe znaczenie dla wyniku leczenia pacjenta z NZK.¹

1. Cummins RO. 1989. From concept to standard of care? Review of the clinical experience with automated external defibrillators. *Annals of Emergency Medicine*. 18: 1269-75.



**Krótki czas do
wyładowania² dzięki
technologii QUIK-STEP™**

szybki



szybki



**Krótki czas do
wyładowania² dzięki
technologii QUIK-STEP™**

Nawet użytkownik o niewielkim przeszkoleniu może szybko rozpocząć wykonywanie ratujących życie działań – wystarczy, że otworzy pokrywę, odsłoni klatkę piersiową pacjenta, odklei elektrody i umieści je, jedna obok drugiej, na klatce piersiowej.

szybki



**Krótki czas do
wyładowania² dzięki
technologii QUIK-STEP™**

Nawet użytkownik o niewielkim przeszkoleniu może szybko rozpocząć wykonywanie ratujących życie działań – wystarczy, że otworzy pokrywę, odsłoni kłatkę piersiową pacjenta, odklei elektrody i umieści je, jedna obok drugiej, na klatce piersiowej.

2. Stryker Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study, August 2016. Reported results are median data unless otherwise noted.

Intuicyjne instrukcje i konstrukcja pozwalają na szybsze działanie

Czytelne i wyraźne grafiki, ergonomiczność, instrukcje dźwiękowe i funkcje automatyczne pomagają zachować skupienie i oszczędzić cenne sekundy.

intuicyjny



zapewnia wsparcie

 **ADPLA**
na-pomoc.pl

**Rzeczowe, przejrzyste i
szczegółowe instrukcje
pozwalają osiągnąć RKO
wysokiej jakości**

Szczegółowe instrukcje RKO i metronom pozwalają na osiągnięcie RKO wysokiej jakości, jednocześnie pomagając zmniejszyć stres i zapewnić pewność działania.²



2. Stryker Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study, August 2016. Reported results are median data unless otherwise noted.

unikalny

 **ADPLA**
na-pomoc.pl

Ciągłe RKO zwiększa przeżywalność³

Gdy rozpoczyna się RKO, technologia cprINSIGHT™ wykonuje automatyczną analizę i wykrywa, czy potrzebne jest wyładowanie, bez konieczności zaprzestania uciśnień klatki piersiowej.

3. Christenson J, Andrusiek D, Everson-Stewart S, et al. Chest compression fraction determines survival in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. *Circulation*. 2009;120:1241-1247.



ANALIZA
RYTMU
SERCA

**Technologia
ClearVoice™ pozwala
na większe skupienie**

Wyraźne informacje i wskazówki dźwiękowe pozwalają
lepiej słyszeć komunikaty w głośnym otoczeniu.

**gwarantuje
pewność działania**

auto-monitoring



Włączenie połączenia Wi-Fi/3G® pomaga w zarządzaniu urządzeniami i sprawdzaniu ich gotowości

Można upewnić się, że wszystkie urządzenia są gotowe do użycia. Defibrylator CR2 automatycznie ostrzega użytkownika o wszystkich czynnikach, które mogą mieć wpływ na gotowość urządzenia do pracy, m.in. o czasie przydatności elektrod i baterii. Pozwala to na skrócenie czasu i obniżenie kosztów związanych z kontrolą jednego lub wielu urządzeń oraz zmniejsza liczbę błędów.

połączony

 **ADPLA**
na-pomoc.pl

Lepsze przygotowanie ratowników medycznych

Defibrylator LIFEPAK CR2 z menedżerem programu LIFELINKcentral AED stanowi kluczowy element systemu reagowania LIFEPAK AED. Łączność z siecią Wi-Fi daje personelowi służb ratowniczych pełny obraz zdarzenia związanego z NZK. Dzięki temu ratownicy medyczni są lepiej przygotowani do leczenia pacjenta jeszcze przed przyjazdem na miejsce.





 **ADPLA**
na-pomoc.pl



Włączenie trybu dziecięcego za przyciśnięciem jednego przycisku

Urządzenie dostarcza niższe poziomy energii oraz wskazówki dotyczące RKO odpowiednie dla dzieci bez konieczności zmiany elektrod.

uniwersalny

 **ADPLA**
na-pomoc.pl



Dwie wstępnie skonfigurowane wersje językowe

Możliwość wyboru jednego z dwóch wstępnie
zainstalowanych języków w trakcie pracy.

intuicyjny



solidny

Pewność, że defibrylator CR2 jest gotowy do pracy

Stopień IP55 ochrony obudowy przed wnikaniem kurzu i wody w wymagającym środowisku zapewnia dużą pewność działania.





 **ADPLA**
na-pomoc.pl

USB

Defibrylator **LIFEPAK CR2**

Automatyczny lub
półautomatyczny

8 lat gwarancji

Wi-Fi

Defibrylator **LIFEPAK CR2**
z menedżerem programu
LIFELINKcentral AED

Łączność Wi-Fi
cprINSIGHT™

Opcja dwujęzyczna

Automatyczny lub
półautomatyczny

8 lat gwarancji

Wi-Fi i 3G

Defibrylator **LIFEPAK CR2**
z menedżerem programu
LIFELINKcentral AED

Łączność Wi-Fi i 3G
cprINSIGHT™

Opcja dwujęzyczna

Automatyczny lub
półautomatyczny

8 lat gwarancji

zasięg

Dziękujemy

Użytkownicy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) powinni być przeszkoleni w zakresie RKO i użytkowania defibrylatorów AED.

Mimo że nie każdego pacjenta da się uratować, badania wskazują, że wczesna defibrylacja może znacznie poprawić wskaźniki przeżywalności. Defibrylatory AED są wskazane do użycia u osób dorosłych i dzieci. Defibrylatory AED można używać u dzieci o masie ciała poniżej 25 kg (55 funtów), ale niektóre modele wymagają w takim przypadku podpięcia innych elektrod do defibrylacji.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi zawierającą pełne informacje dotyczące wskazań do stosowania, przeciwwskazań, ostrzeżeń, ostrzeżeń oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych. W zależności od przepisów prawnych i/lub wytycznych medycznych określone produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker w danym regionie należy skontaktować się z przedstawicielem firmy. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia.

Firma Stryker lub jej podmioty powiązane są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: ClearVoice, LIFEPAK, QUICK-STEP, Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli lub posiadaczy odpowiednich praw.

Brak produktu, funkcji, nazwy serwisowej lub logo z powyższej listy nie stanowi zrzeczenia się praw dotyczących znaku towarowego lub praw własności intelektualnej firmy Stryker dotyczących tej nazwy lub logo.

Można używać u dzieci poniżej jednego roku życia.

CE Class IIb (0123) | Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA, 98052 U.S.A.

Copyright © 2020 Stryker. 02/2020. GDR 3342764_B