




SPECYFIKACJA PRODUKTU



Produkt: PŁYN DO PŁUKANIA OCZU
CEDERROTH
Kod referencyjny: 7251,725200



1. Opis ogólny

Osobista butelka z płynem do płukania oczu, zawierająca sterylny, zbuforowany roztwór solny do płukania oczu. Butelka łatwo się otwiera i jest gotowa do użycia już po odkręceniu nasadki ochronnej. Zintegrowana miseczka na oko pomaga utrzymać oko otwarte w czasie przemywania i zapewnia obfity strumień płynu bez jego rozlewania.

2. Zamierzone zastosowania:

Płyn do płukania oczu Cederroth służy do wypłukiwania z oczu cząsteczek stałych i niebezpiecznych cieczy, takich jak zasady lub kwasy, w ramach pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Zbuforowany płyn do płukania oczu Cederroth neutralizuje rozpryski kwasów i alkaliów.

Efekt neutralizujący jest zazwyczaj silniejszy w przypadku alkaliów niż kwasów.

Płyn do płukania oczu Cederroth służy do zastosowania w pierwszej, ostrej fazie na miejscu wypadku, przed przybyciem do samodzielnej instalacji do płukania oczu lub kontaktem z lekarzem.

Płyn do płukania oczu Cederroth może być również stosowany w czasie transportu do lekarza.

Solidne pudełko jednostkowe zawiera 2 butelki płynu do płukania oczu Cederroth.

3. Opis techniczny

Wymiary produktu:

Butelka

Średnica (cm): 6,6
Wysokość (cm): 23,5
Objętość (ml): 500

Pudełko (2 butelki)

D x S x W (cm): 7 x 14,5 x 24,5

Material

Płyn

Sterylny izotoniczny chlorek sodowy 0,9%.

Buforowany boranem sodowym do pH neutralnego.

Bez konserwantów.

Butelka

Szczelna butelka polipropylenowa wytworzona przy pomocy technologii Blow-Fill-Seal.

Miseczka na oko wykonana z przezroczystego polipropylenu

Nasadka ochronna wykonana z zielonego twardego tworzywa (ABS)

4. Sterylizacja

Metoda sterylizacji: Napełnianie aseptyczne



SPECYFIKACJA PRODUKTU



5. Skład

Opakowanie jednostkowe (725200)

<u>Nr ref.</u>	<u>Produkt/Materiał</u>	<u>Szt.</u>
7251	Płyn do płukania oczu Cederroth	2

Opakowanie transportowe

Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu transportowym:	6
Wymiary (D x S x W) mm:	300 x 235 x 260
Waga (kg):	7,8

6. Oznakowanie

Na produkcie i opakowaniu jednostkowym

Adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail oraz witryna Cederroth; Nazwa produktu; Kod referencyjny; Numer partii; Data przydatności; Kod EAN
Instrukcja użytkowania
Symbole: CE +NB#, STERYLNY A, BUTELKA JEDNORAZOWA, PARTIA, ZUŻYĆ DO, OGRANICZENIA TEMPERATURY

Na opakowaniu transportowym

Adres, numer telefonu i faksu, adres witryny firmy Cederroth
Nazwa produktu, kod referencyjny nr partii, data upływu ważności, kod EAN
Ilość
Symbole: CE +NB#, PARTIA, ZUŻYĆ DO, PRODUKT KRUCHY

7. Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze od +2°C do +40°C.

Trwałość: 4,5 roku od daty produkcji

8. Akcesoria

Poniższe akcesoria mogą być wykorzystane wraz z produktem, chociaż nie są niezbędne.

7200

Wspornik ścienny butelki płynu do płukania oczu Cederroth



Do uporządkowanego stałego przechowywania. Zabezpiecza też przed kradzieżą.

721500

Stanowisko do płukania oczu Cederroth



Do przechowywania 2 butelek płynu do płukania oczu Cederroth. Podajnik plastra oraz pusty przedział na dodatkowe produkty.

790400

Szafka grzewcza dla płynu do płukania oczu Cederroth



Autoryzacja:

QA&RA Mgr
2013.12.18 16:51:48 +01 '00'