

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nr ref. 6036

PLASTRY PLASTIKOWE SALVEQUICK PLASTIC



1 OPIS OGÓLNY PRODUKTU

Opis

Zestaw opatrunków (plastrów) w dwóch rozmiarach, średnie i duże, zapakowane w tekturowe pudełko stanowiące wkład uzupełniający do dozownika Cederroth (Salvequick) do opatrunków samoprzylepnych.

Podczas wyciągania plastra odkleja się jedna z osłonek, dzięki czemu plaster można przykleić na ranę jedną ręką.

Opatrunek samoprzylepny składa się z podłoża równomiernie pokrytego klejem. Opatrunek posiada centralnie umiejscowiony chłonny kompres. Klej jest zakryty folią, która składa się z dwóch częściowo na siebie nachodzących części. Podczas wyciągania plastra z opakowania, plastikowa folia pozostaje w opakowaniu. Pozwala to na aplikację połowy opatrunku na skórę za pomocą tylko jednej ręki. Następnie można usunąć drugą część folii i opatrunek samoprzylepny jest gotowy do użycia.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym pomieszczeniu. Do momentu użycia produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.



2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Zawartość opakowania jednostkowego

<u>Produkt/Materiał</u>	<u>Ilość (szt.)</u>	<u>Wymiary (mm)</u>	
Wkład uzupełniający	6	30 x 88 x 100	
<u>Na opakowanie wkładu:</u>		<u>Opatrunek</u>	<u>Kompres</u>
Plastry średniej wielkości	27	72 x 19	24 x 12
Plastry duże	18	72 x 25	24 x 17

Materiał

Folia/podkład:	Beżowa perforowana folia polietylenowa
Klej	Akrylan
Kompres	Wiskoza, polipropylen, polietylen - także warstwa bezpośrednio przylegającą do rany
Ośłona	Silikonowany papier i plastik
Zabezpieczenie papierowe	Papier zgrzewany na zimno powleczony klejem na bazie lateksu
Opakowanie	Tektura

Okres przechowywania: 5 lat

3 INFORMACJE NA TEMAT TRANSPORTU

	CU	SKU	Paleta
GTIN:	7310610060367	7310806036213	7312020060364
Zawartość:	6 wkładów	10 CU	11 SKU/warstwa x 5 warstw
Wymiary (szer. x dł. x wys. mm):	150 x 100 x 90	155 x 513 x 190	Paleta 800 x 1200 x 1100
Waga brutto:	194 g	2177 g	145 kg
Materiał	Tektura 28 g	Tektura falista 237 g	-



Cederroth AB, Kanalvägen 10 A, Box 715, 194 27 Upplands Väsby, Sverige, Telefon 08-590 963 00
www.firstaid.cederroth.com firstaid@cederroth.com

Wersja: 08
Wydana: 29.09.2015