





MATERAC PRÓŻNIOWY/TRANSFEROWY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA COMBIMATT

CECHY

- **Niechłonny i samogasnący** wytrzymała tkanina
- **Zintegrowany materac piankowy** zwiększa komfort pacjenta, gdy COMBIMATT jest używany jako materac na noszach
- **Niezwykłe wytrzymały zawór włączająco-wyłączający** wykonany z chromowanego mosiądzu z wbudowanym złączem do rur gumowych
- **8 wzmocnionych uchwytów** ułatwiających transport pacjenta
- **Możliwość włożenia** deski ortopedycznej w celu zwiększenia sztywności.



COMBIMATT to materac próżniowo-transferowy o podwójnym przeznaczeniu, zapewniający unieruchomienie pacjenta.



1



2

1. Używany jako materac na noszach, Combimatt został zaprojektowany w celu usprawnienia transportu pacjentów, ponieważ pochłania wszelkie drgania mechaniczne, jednocześnie poprawiając izolację termiczną.
2. Po odwróceniu na drugą stronę Combimatt staje się doskonałym materacem próżniowym z podłużnymi kanałami zawierającymi komory powietrzne.

Dwie części materaca Combimatt łączy się za pomocą zapięcia na rzepy. Materac umieszcza się pomiędzy dwiema połączonymi częściami. Zawór włączająco-wyłączający, wykonany z chromowanego mosiądzu z wbudowanym złączem do węży gumowych, jest odporny na wysokie i niskie temperatury i zazwyczaj nie wymaga wymiany przez cały okres eksploatacji materaca.

150 kg



Łatwy do przechowywania



Łatwy w czyszczeniu

DANE TECHNICZNE

Długość	203 cm
Szerokość	99 cm
Grubość (w okolicy zaworu)	10 cm
Waga	6,4 kg
Uchwyty	8
Nośność	150 kg
Materiały	PVC
Kolor	Pomarańczowy/niebieski

ZESTAW COMBIMATT ZAWIERA:

- K BELT 3 – trzy jednoczęściowe nylonowe pasy zabezpieczające o szerokości 50 mm z plastikową klamrą.

AKCESORIA**ST00593A****Pasek K 3**

Zestaw 3 pasów STX 597 z torbą [W ZESTAWIE]

- Materiały: nylon
- Klamra z tworzywa sztucznego
- Długość min./maks. 40/190 cm
- Szerokość paska: 5 cm
- Waga zestawu: 450 g

**QM22120A****QMX120**

Pompa do systemów próżniowych

- Materiały: Al, PVC, stal
- Wymiary: 50 x 14 x 8 cm
- Waga: 1,14 kg
- Długość rurki: 100 cm

**QM22109A****QMX109**

Ręczna pompa próżniowa do urządzeń unieruchamiających

- Materiały: ABS, PE
- Wymiary: 21,5 x 10 x 44,5 cm
- Waga: 0,6 kg
- Długość rurki: 100 cm

**QM22199A****QMX 199**

Zestaw naprawczy do materacy próżniowych lub szyn próżniowych

- 4 łąty z PVC
- 1 tubka kleju (5 g)
- Rozmiar jednej łąty: Ø 5 cm
- Waga całkowita: 14 g

Wersja 0 (25.08.2023)

© Prawa autorskie – Niniejszy dokument stanowi własność firmy SPENCER ITALIA S.r.l. i nie może być powielany, wykorzystywany ani ujawniany bez pisemnej zgody firmy SPENCER ITALIA S.r.l.