



UNIWERSALNE NOSZE KOSZOWE

SPENCER SHELL

DOWIEDZ
SIĘ
WIĘCEJ

GŁÓWNE CECHY

- Zintegrowana skorupa z polietylenu o wysokiej gęstości zapewniająca lepszą ochronę pacjenta.
- Strategicznie rozmieszczone oczka zapewniają wszechstronność w zakresie unieruchamiania pacjenta
- 12 obszernych uchwytów zapewniających pewny chwyt
- Możliwość podnoszenia za pomocą supełków dzięki 4 oczkom
- Lina na obwodzie do mocowania pasów i akcesoriów
- Dostępny regulowany, swobodnie przesuwany podnóżek z wytrzymałego polietylenu
- Wodoodporny materac zapewniający większy komfort pacjenta.



Wyrób medyczny klasy I zgodny z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745

OPIS PRODUKTU: SPENCER SHELL to nosze koszowe przeznaczone do ratowania i transportu pacjentów w trudnych i wysokiego ryzyka sytuacjach. Charakteryzują się charakterystyczną skorupą z polietylenu o wysokiej gęstości, która działa jak ochronny kokon dla pacjenta, zabezpieczając go przed uderzeniami bocznymi i zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych. Wyposażone w strategicznie rozmieszczone otwory na dłonie i oczka, nosze mogą być podnoszone lub przenoszone przez wielu ratowników. Dwie płozy umieszczone w dolnej części skorupy minimalizują tarcie podczas przeciągania, umożliwiając płynniejsze poruszanie się po różnym terenie. Kompatybilne ze wszystkimi deskami ortopedycznymi firmy Spencer.

PRZEZNACZENIE: Nosze koszowe, takie jak SPENCER SHELL, są urządzeniami przeznaczonymi do ratowania i transportu pacjentów, które mogą być wykorzystywane podczas akcji ratowniczych, w których zapewnienie pacjentowi ochrony przed uderzeniami bocznymi ma kluczowe znaczenie, a konwencjonalny sprzęt transportowy nie spełnia wymagań. Urządzenia te można podnosić za pomocą systemów podnoszących przymocowanych do stałych punktów kotwiczenia, utrzymując nosze w pozycji poziomej względem podłoża we wszystkich przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy są wyposażone w system zawiesi firmy Spencer. Urządzenia nie są przystosowane do obsługi przez pacjenta.

617 lb
280 kg

UDŹWIG

WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆŁATWE
CZYSZCZENIE

DANE TECHNICZNE

Kody	ST04012	ST04000	ST04017
Długość	215 cm / 84,6 cala	215 cm / 84,6 cala	215 cm / 84,6 cala
Szerokość	65 cm / 25,5 cala	65 cm / 25,5 cala	65 cm / 25,5 cala
Wysokość	20 cm / 7,87 cala	20 cm / 7,87 cala	20 cm / 7,87 cala
Uchwyty	12	12	12
Waga bez akcesoriów ⁽¹⁾	11,7 kg / 25,8 funta	11,7 kg / 25,8 funta	11,7 kg / 25,8 funta
Materiał	PE, PP, Al	PE, PP, Al	PE, PP, Al
Nośność	280 kg / 617 funtów	280 kg / 617 funtów	280 kg / 617 funtów
Kolor			

(1) Waga ma margines tolerancji wynoszący +/- 0,5 kg (1,1 funta).

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ

- Kod ST00592 – STX 592 Żółte paski z metalową klamrą – 3 sztuki

DLACZEGO WARTO WYKORZYSTYWAĆ SPENCER SHELL PODCZAS AKCJI RATOWNICZYCH?

- ➔ SPENCER SHELL może być wykorzystywany w każdych warunkach akcji ratowniczej: można go podnieść z pozycji zamontowanej na podłodze i wykorzystać do akcji ratowniczych na morzu po dodaniu systemów pływających.
- ➔ Wykonana z wysokiej jakości materiałów konstrukcja SPENCER SHELL zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością a lekkością.
- ➔ Nasze SPENCER SHELL mają bezpieczną i sztywną konstrukcję skorupową, zapewniającą pacjentowi maksymalną ochronę podczas transportu.
- ➔ Nasze zostały zaprojektowane tak, aby równomiernie rozkładać ciężar pacjenta, zapobiegając powstawaniu punktów ucisku i zmniejszając ryzyko dodatkowych urazów. Ta cecha ma szczególne znaczenie podczas trudnych akcji ratowniczych, w których utrzymanie stabilności pacjenta ma kluczowe znaczenie.
- ➔ Nasze koszowe są wyposażone w strategicznie rozmieszczone uchwyty i punkty mocowania, co ułatwia płynne i kontrolowane przemieszczanie. Zwiększa to zdolność załogi do poruszania się po trudnym terenie i zapewnia pewny uchwyt podczas przenoszenia pacjenta.
- ➔ Łatwe w czyszczeniu materiały upraszczają konserwację po akcji ratowniczej, zwiększając wydajność i higienę procesu ratowniczego.
- ➔ Konstrukcja noszy koszowych jest wystarczająco duża, aby pomieścić dodatkowy sprzęt medyczny i diagnostyczny, co pozwala na lepszą opiekę nad pacjentem.

AKCESORIA




ST00592

STX 592
Żółte paski z metalową
klamrą – 2 sztuki




ST70002A

STX 702
Czarne paski
odblaskowe z metalową
klamrą – 2 sztuki




ST04522B

STX 540
System stałych zawiesi do
podnoszenia



ST04519

STX 519
System regulowanych
zawiesi



ST04524

STX 538
Uniwersalne
urządzenia
pływające do noszy
koszowych lub
desek
ortopedycznych – 3
sztuki



ST04525

STX 537
Uniwersalne elementy
pływające do noszy
koszowych lub desek
ortopedycznych – 1 sztuka



ST04518

STX 518
Uniwersalne
urządzenia
pływające do noszy
koszowych lub desek
ortopedycznych – 2
sztuki




ST04040

STX 40
Torba transportowa
Spencer Shell



ST04530

SPEED BASKET
Wózek do transportu
noszy koszowych



Wersja 0 (07.02.2025)
NIECERTYFIKOWANA KOPIA

© Prawa autorskie – Niniejszy dokument stanowi własność firmy SPENCER ITALIA S.r.l. i nie może być powielany, wykorzystywany ani ujawniany bez pisemnej zgody firmy SPENCER ITALIA S.r.l.

Spencer Italia s.r.l., spółka z jednym wspólnikiem, podlegająca kierownictwu i koordynacji ze strony **Protect Medical Holding GmbH**, Via Provinciale, nr 12 – 43038 Sala Baganza (PR), Włochy – +39 0521 541111 – info@spencer.it – www.spencer.it